

电动气压止血仪 YTQ-E型



名称	内容
特点	<p>全数字微电脑控制，相关数据数字显示</p> <p>工作压力自动补偿，失电压力保持功能</p> <p>最大压力不低于650mmHg</p> <p>压力调节精度：±20mmHg</p> <p>时间设定：0-100min</p>
操作方法	<p>使用按键进行压力设置，按“+”或“压力↑”键压力设置数值增加，按“-”或“压力↓”键压力设置数值减少，E型的压力均以数字形式显示在视窗内。止血仪的时间设置均使用按键进行时间设置，按“+”或“时间↑”键时间设置数值增加，按“-”或“时间↓”键时间设置数值减少</p>
初始充气时间	≤20秒（气带非自由状态）
噪音	≤55db
输入功率	≤25W
重量	7KG