

超声骨密度检测仪 BMD-A1



名 称	内 容
测量部分	桡骨/颈骨
探头 工作方式	双发双收
超声波 工作方式	轴向骨传播
测量参数	轴向骨传播声速（SOS）M/S
探头 接入方式	高屏蔽多点接入方式
数据分析	智能实时数据分析系统
技术特点	超声频率适中，穿透性好，有效信号强 应用轴向传导技术，双发双收模式，自相关技术，有效数据密度大 具有矫正系统，有效矫正正系统误差，使得测量结果更加准确 拥有多人种临床数据库，可以测量0-100岁人群 全中文菜单，操作简单，方便，快捷 通过电磁兼容EMC检测产品，产品品质更加稳定、可靠
产品用途	BMD-A3型超声骨密度检测仪具有检测速度快、准确率高、重复性好等特点，套件设计，组合方便，经济实用，美观大方，非常适合社区服务中心、乡镇卫生院、一级民营医院等基层医疗机构选择使用，同时适用于基层专科医疗机构，如妇幼保健所、健康小屋、骨科医院、老年病医院、体检中心等使用。